

e-SANTÉ
TECHNOLOGY

by MLS Technologies

LA SOLUTION
AU SERVICE DE
L'OBSERVANCE À
DOMICILE ET DE LA
TRAÇABILITÉ...

E-Box



**LE PILULIER CONNECTÉ
AU DOMICILE DU PATIENT
POUR UNE MEILLEURE
OBSERVANCE**

L'OBSERVANCE, UN DÉFI POUR LA SANTÉ ... ET LES FINANCES PUBLIQUES !



NOTRE SOLUTION POUR LUTTER CONTRE LA NON OBSERVANCE


PDA + E-Box +
Eureka-Care + Téléassistance

40%

Le taux d'observance en France

À CAUSES MULTIPLES... PHÉNOMÈNE COMPLEXE

Comment un patient peut-il ne pas respecter le traitement prescrit alors que sa qualité de vie, voire sa survie, en dépendent ?




*Source : Enquête « Vos traitements et vous », conçue par le Pr Catherine Tourette-Turgis de l'Université Pierre et Marie Curie et fondatrice de l'Université des Patients, en collaboration avec des associations et avec le concours du Pr Christian Pradier du CHU de Nice, avec le soutien de Pfizer. Sondage auto-administré sur le web réalisé du 1^{er} au 17 octobre 2014 auprès de 1339 personnes atteintes de maladie chronique, dont 73 % étaient des femmes.



4 personnes sur 10 déclarent oublier quelques fois leur traitement si le nombre de médicaments est > 5*.

SELON LES PATHOLOGIES, LE TAUX D'OBSERVANCE VARIE FORTEMENT

Un patient est considéré comme observant s'il prend au moins 80 % de son traitement.



Ces disparités illustrent les différences de prise en charge thérapeutique entre ces maladies, de même que la complexité des facteurs qui expliquent la mauvaise observance**.

LA NON-OBSERVANCE, TROP DE FACTEURS...

- Les facteurs psychologiques et comportementaux,
- Les facteurs démographiques et socio-économiques,
- Le manque d'information, d'éducation
- La compréhension des enjeux du traitement,
- La durée du traitement,
- L'intolérance et les effets secondaires,
- Le refus de se soigner,
- La sous-estimation des risques,
- La peur de stigmatisation liée à la maladie,
- Les relations entre le patient et ses proches, les soignants.

**Etude réalisée par IMS Health et le CRIP Cercle de Réflexion de l'Industrie Pharmaceutique sur 170 000 patients suivis dans 6 400 pharmacies.

LE PILULIER CONNECTÉ

E-Box RÉVOLUTIONNE LA PRISE DE MÉDICAMENT

Sécurise la prise de médicaments,

Évite la consommation abusive et le gaspillage,

Réduit les erreurs et l'oubli grâce au système d'alerte et de rappel auditif et visuel,

Améliore l'observance,

Rassure les patients et leurs proches.

Le mode d'emploi :

1. Vous programmez le pilulier à partir du traitement prescrit.
2. Le robot de PDA de votre officine prépare le ruban de sachets-doses que vous mettez en place dans le pilulier.
3. Vous remettez E-Box à votre patient avec les conseils et les recommandations pour le bon suivi de son traitement.
4. L'E-Box distribue automatiquement les doses aux heures programmées au domicile du patient.
5. Une alarme sonore avertit le patient de l'heure de la prise et le relance si nécessaire.
6. L'E-Box libère la dose et la prise du traitement qui est validée par un simple effleurement de l'écran par le patient.
7. La validation est envoyée directement sur la plateforme Eureka-Care.
8. Si une dose n'est pas prise, vous, le médecin, les aidants ou une personne de confiance, la téléassistance** peuvent être alertés.

A qui conseiller E-Box ?

E-Box s'adresse aux personnes atteintes de maladies chroniques et prenant un traitement lourd, cependant il est tout à fait **adapté aux personnes âgées, valides, vivant à domicile** qui doivent suivre un ou plusieurs traitements.

Quelles sont les modalités financières pour votre patient ?

Vous proposez à votre patient un abonnement dont vous fixez le montant comprenant : **la préparation du pilulier, sa location, sa maintenance et le suivi patient 24h sur 24 et 7j/7.**

Quels services puis-je proposer en accompagnement à mon patient ?

Vous pouvez suivre votre patient grâce aux entretiens pharmaceutiques et aux tests présents sur **Eureka-Care**.

Pour être complet le dispositif **E-Care** permet au patient de prendre ses mesures à domicile (tension, glycémie, poids etc.).

Vous pouvez également faire une télé-consultation si le patient ne peut pas se déplacer.

La téléassistance 24h sur 24 et 7j/7 va permettre d'être toujours en alerte en cas de problème.

Comment commander E-Box ?

Pour en savoir plus sur E-Box et bénéficier d'une démonstration contacter : +33 (0) 321 562 930



**PRÉPARER
SÉCURISER
ALERER
SUIVRE**

**AUGMENTER
LE TAUX
D'OBSERVANCE**

E-Box favorise le maintien à domicile. Il permettra d'augmenter l'observance médicamenteuse de 25 à 95 % chez les patients poly-médicamentés ou atteints de maladies chroniques.

**DES
OUTILS POUR
COMMUNIQUER
VERS VOS
PATIENTS**

E-Box est un service innovant. Nous mettons à votre disposition un dispositif pour mieux conquérir vos futurs patients :

- **PIV sur votre vitrine**
- **Cartes de rendez-vous**
- **Relais digital**
- **Relais presse**
- **Formations à l'Education thérapeutique**



N'hésitez pas à nous **contacter** pour obtenir plus **d'informations** sur notre produit



542 Av. Franklin D. Roosevelt
62400 Béthune FRANCE
+33 (0) 321 562 930

www.robotiktechnology.com
contact@e-santetechnology.com